

業務改善の1歩目

お薬取出器 トリダスPRO

TO-100

NEW

新たな考え方
直撒き!!

錠剤でもカプセルでも対応可能



錠剤でも



カプセルでも



簡単に業務効率 UP

詳しくは裏面を

トリダス



5分11秒

トリダスPRO



3分13秒

約38%

業務効率 UP!!

業務効率改善グッズ

トリプル押し出し棒



トリプル押し出し棒の採用で錠剤 / カプセルに対応

トリガー式ハンドル



取っ手 (ハンドル) はトリガー式で疲れにくい構造

分包機の錠剤マスに錠剤を撒くスピードチェック

1日3回 毎食後 1回3錠 14日分の比較 (3錠 × 42包 = 126錠)

①



トリダス

②



③



①



トリダスPRO

トリダス

5分11秒

トリダスPRO

3分13秒

※大同化工調べ

追加パーツ



スライドしてはずす

ロート取り外しOK! ロート水洗い可
ロート TO-01 定価 ¥800 (税抜)

※送料等は、含まれておりません。

製品名	トリダスPRO
型番	TO-100
サイズ / 重量	縦92×横166×厚み26 (mm) / 54g
材質	ハンドル・レバー / 強化PC
	カバーガイド・ロート / PC
対応錠剤	直径5mm~10.5mm程度
対応カプセル	0号~5号
定価	¥3,800 (税抜)

※送料等は、含まれておりません。

注意: すべての錠剤・カプセルに対応するものではありません。
砕けやすい錠剤・変形しやすいカプセルについては、ご使用をお避け下さい。

大同化工株式会社

本社 / 〒570-0016 大阪府守口市大日東町34番2号
TEL (06) 6901-1855 (代表) FAX (06) 6901-1910
東京 / 〒144-0034 東京都大田区西糞谷2丁目26番4号-101号
TEL (03) 6423-6331 FAX (03) 6423-6332
九州 / 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2番28-102号
TEL (092) 292-7188 FAX (092) 292-7198

お問い合わせ e-mail info@daido-kako.com

大同化工株式会社 調剤便利グッズホームページ <http://www.daido-kako.com/>

お問い合わせは