

錠剤半錠器「プチはんぶんこⅡ」に関するよくあるご質問

No.	質問	回答
1	替刃に汚れが付着した時のお手入れ方法は？	ご使用後に綿棒などで刃に付着した薬剤をふき取ってください。エタノールを使用するとサビの原因になります。
2	替刃の替え方を教えてください。	こちらの動画をご参照ください ⇒プチはんぶんこⅡ替刃の交換方法
3	プチはんぶんこHC-001とHC-002の替刃は共通ですか？	はい。ブレードケース替刃（5個入）HC-C1という商品名で販売しております。