

お薬取出機「バラし錠ず」に関するよくあるご質問

No.	質問	回答
1	レバーが重い、ローラーが回らないのですが。	シャフトに潤滑油を塗布してください。シャフトと平行にレバーを押してください。斜めに力が加わるとレバーがスムーズに動きません。
2	潤滑油はどんなものを使用すればいいですか？	弊社では食品機械用の潤滑剤を塗布しています。一般的にはミシン油やクレ556で問題はないです。シャフト以外に油が付着した場合はふき取ってください。